

Product name: Nail Fungus Cleaner **3PAGEN**

Item No: 708590

User Manuals

Thoroughly clean all nails before using this device.

Trim nails and thin them as much as possible.

Open the device and simply place the device on the affected nail.

After 7 minutes, the device turns off automatically and one treatment is completed.

Use 2 times a day, each time you can use 1-2 rounds, that is 7 minutes or 14 minutes, stick to it for 3 months and you will see improvement.



Safety & After-sales Service

- 1 The device should be used in strict compliance with the safety and operating precautions provided in this manual.
- 2 Please review the manual before initial use
- 3 No side effects
- 4 Direct or reflected laser radiation should be prevented from eye contact.
- 5 Pregnant women should not use the device close to the womb
- 6 Keep the device away from children.
- 7 Children under the age of 18 should be treated under the supervision of an adult.

Warm Tips

The device takes 3-4 hours to be fully charged. When you turn on the product and find that it does not light up, please charge it first; When fully charged, the lights on the device will turn off.

Bedienungsanleitungen

Reinigen Sie alle Nägel gründlich, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Trimmen Sie die Nägel und dünnen Sie sie so viel wie möglich.

Öffnen Sie das Gerät und legen Sie es einfach auf den betroffenen Nagel.

Nach 7 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus und eine Behandlung ist

abgeschlossen.

Verwenden Sie 2 mal am Tag, jedes Mal, wenn Sie 1-2 Runden verwenden können, das heißt 7 Minuten oder 14 Minuten, halten Sie sich 3 Monate daran und Sie werden eine Verbesserung sehen.

Sicherheit & Kundendienst

- 1 Das Gerät sollte in strikter Einhaltung der die in diesem Handbuch vorgesehenen Sicherheits- und Betriebsvorkehrungen.
- 2 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung
- 3 Keine Nebenwirkungen
- 4 Direkte oder reflektierte Laserstrahlung sollte vom Augenkontakt verhindert werden.
- 5 Schwangere Frauen sollten das Gerät nicht in der Nähe der Gebärmutter verwenden
- 6 Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- 7 Kinder unter 18 Jahren sollten unter der Aufsicht eines Erwachsenen behandelt werden.

Warme Tipps

Das Gerät dauert 3-4 Stunden, bis es vollständig geladen wird. Wenn Sie das Produkt einschalten und feststellen, dass es nicht leuchtet, laden Sie es bitte zuerst auf; Wenn das Gerät vollständig geladen ist, schalten sich die Lichter aus.

Manuels d'utilisation

Nettoyez soigneusement tous les ongles avant d'utiliser cet appareil.

Coupez les ongles et amincissez-les autant que possible.

Ouvrez l'appareil et placez simplement l'appareil sur l'ongle affecté.

Après 7 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement et un traitement est terminé.

Utilisez 2 fois par jour, chaque fois que vous pouvez utiliser 1-2 rondes, c'est-à-dire 7 minutes ou 14 minutes, adhérez-vous à elle pendant 3 mois et vous verrez une amélioration.

Sécurité & Service après-vente

- 1 L'appareil doit être utilisé en stricte conformité avec les précautions de sécurité et de fonctionnement prévues dans ce manuel.
- 2 Veuillez consulter le manuel avant l'utilisation initiale
- 3 Aucun effet secondaire

4 Le contact visuel avec le rayonnement laser direct ou réfléchi doit être évité.

5 Les femmes enceintes ne devraient pas utiliser l'appareil près de l'utérus

6 Gardez l'appareil à l'écart des enfants.

Les enfants de moins de 18 ans doivent être traités sous la supervision d'un adulte.

Conseils chauds

L'appareil prend 3 à 4 heures pour être entièrement chargé. Lorsque vous allumez le produit et que vous constatez qu'il ne s'allume pas, veuillez le charger d'abord;

Lorsqu'il est entièrement chargé, les lumières de l'appareil s'éteignent.

Uživatelské příručky

Důkladně očistit všechny nehty před použitím tohoto zařízení.

Stříhnete nehty a reňte je co nejvíce.

Otevřete zařízení a jednoduše ho umístěte na postižený neht.

Po 7 minutách se zařízení automaticky vypne a jedna léčba je dokončena.

Používejte 2x denně, pokaždé, když můžete použít 1-2 kola, to je 7 minut nebo 14 minut, držte se ho po dobu 3 měsíců a uvidíte zlepšení.

Bezpečnost a poprodejní servis

1 Přístroj by měl být použit v přísném souladu s

bezpečnostní a provozní opatření uvedená v této příručce.

2 Před prvním použitím si prosím přečtěte příručku

3 Žádné vedlejší účinky

Přímému nebo odráženému laserovému záření je třeba zabránit očnímu kontaktu.

5 Těhotné ženy by neměly používat zařízení v blízkosti dělohy

6 Uchovávejte zařízení daleko od dětí.

7 Děti mladší 18 let by měly být léčeny pod dohledem dospělé osoby.

Teplé tipy

Nabíjení zařízení trvá 3-4 hodiny. Když zapnete produkt a zjistíte, že se nezasvítí, nejdříve ho nabíjete; Při plném nabití se světla na zařízení vypnou.

Užívatel'ské príručky

Dôkladne vyčistite všetky nechty pred použitím tohto zariadenia.

Vystrihnúť nechty a reňte ich čo najviac.

Otvorte zariadenie a jednoducho umiestnite zariadenie na postihnutý necht.
Po 7 minútach sa zariadenie automaticky vypne a jedna liečba je dokončená.
Používajte 2 krát denne, zakaždým, keď môžete použiť 1-2 kolá, to je 7 minút alebo 14 minút, držte sa ho 3 mesiace a uvidíte zlepšeníet.

Bezpečnosť a popredajný servis

- 1 Zariadenie by sa malo používať v prísnom súlade s bezpečnostné a prevádzkové opatrenia uvedené v tejto príručke.
 - 2 Prosím, pred prvým použitím si prečítajte príručku
 - 3 Žiadne vedľajšie účinky
- Priame alebo odrazené laserové žiarenie by sa malo zabrániť očnému kontaktu.
- 5 Tehotné ženy by nemali používať zariadenie v blízkosti maternice
 - 6 Uchovávať zariadenie ďaleko od detí.
 - 7 Deti mladšie ako 18 rokov by sa mali liečiť pod dohľadom dospelého.

Teplé tipy

Zariadenie trvá 3-4 hodiny na plné nabíjanie. Keď zapnete produkt a zistíte, že sa nezsvetlí, najprv ho nabíjajte; Keď je plne nabité, svetlá na zariadení sa vypnú.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

