


GB-Mini Massage Gun

Art. No.: 67117

Massage head



-Flat head

Suitable for relaxing and shaping various muscle parts

-Ball head

Suitable for massaging various muscle parts, such as palms and soles

-Cylindrical head

Suitable for impacting deep tissues such as meridian joints

-U-shaped head

Suitable for massaging the neck and spine at the Achilles tendon

Product parameters

Input voltage: 100-240v, 50/60HZ

Operating environment: -5-40°C, non-waterproof

Power supply: 1200 MAH rechargeable lithium battery

Rated power: 20W

PRODUCT USE:

On/off

-Press and hold the start button for 3 seconds to start the machine and enter the first gear.

Force adjustment

-The initial gear for starting the machine is first gear.

-Click the start button once to increase the speed by one gear.

-The maximum gear is twelve, and clicking the start button once at twelve turns it off.



Note: In order to protect bones and muscle groups and avoid long-term fixed point massage that may cause damage, it is advisable to turn on the intelligent protection mode for 15 minutes and automatically stop it.

Indicator light, signal light

- 1、 Tap the switch on and off to display the number, which represents the amount of electricity.
- 2、 Press and hold the key for 3 seconds to start the machine. The default setting for starting the machine is Gear 1. The digital display is 1. The display 2 represents Gear 2, the display 3 represents Gear 3, the display 4 represents Gear 4, the display

5 represents Gear 5, and the display 12 represents Gear 12.

- 3、 When in standby mode, the force becomes the lightest. In energy-saving mode, with slight pressure, the load mode is automatically entered and the force becomes larger.
- 4、 During charging, the digital display number represents the current charging power, and the charging power display is 99.

About Charging

Please be sure to fully charge the battery charging head before using it for the first time.

*To ensure safe use, do not use a fascia gun during charging

*To protect the battery life, please use it fully charged if it is not used for a long time.

Warning:

The following behaviors may cause potential battery safety hazards, leading to safety issues during normal use of the product:

1. Self disassembling battery
2. Firmly press or puncture the product
3. Go to a non-professional maintenance shop for maintenance
4. Use non product standard data lines
5. Place the product in a microwave oven, fire source or near other heat sources.

Security information

1. The product is suitable for working in an environment with a temperature between 0°C and 35°C, and the storage temperature should be between - 20°C and 40°C. High or low temperatures can affect product use and even cause product and battery damage.
2. Please store at temperatures above 5 °C and below 35 °C to avoid degrading battery performance and reducing standby time.

DISPOSAL

-Dispose of all packaging, paper, cartons, plastic and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.



-At the end of the product's lifespan please dispose of it at an authorised household waste recycling centre.



DE-Mini-Massagepistole

Art. Nr.: 67117

Massagekopf



-flacher Kopf

Geeignet zur Entspannung und Formung verschiedener Muskelpartien

-Kugelhkopf

Geeignet für die Massage verschiedener Muskelpartien, wie Handflächen und Fußsohlen

-Zylindrischer Kopf

Geeignet für die Beeinflussung von Tiefengewebe wie Meridianverbindungen

-U-förmiger Kopf

Geeignet für die Massage des Nackens und der Wirbelsäule an der Achillessehne

Produkt-Parameter

Eingangsspannung: 100-240V, 50/60HZ

Betriebsumgebung: -5-40°C, nicht wasserdicht

Energieversorgung: 1200 MAH wiederaufladbare Lithium-Batterie

Nennleistung: 20W

PRODUKTVERWENDUNG:

ein/aus

-Halten Sie die Starttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten und den ersten Gang einzulegen.

Krafteinstellung

-Der erste Gang beim Starten der Maschine ist der erste Gang.

-Klicken Sie einmal auf die Starttaste, um die Geschwindigkeit um einen Gang zu erhöhen.

-Der maximale Gang ist der zwölfte, und ein einmaliges Anklicken der Starttaste bei zwölf schaltet das Gerät aus.

Hinweis: Zum Schutz der Knochen und Muskelgruppen und zur Vermeidung einer langfristigen Fixpunktmassage, die zu Schäden führen kann, ist es ratsam, den intelligenten Schutzmodus für 15 Minuten einzuschalten und automatisch zu beenden.

Anzeigelampe, Signallampe

1、 Tippen Sie den Schalter an und aus, um die Zahl anzuzeigen, die die Strommenge darstellt.



- 2、 Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten. Die Standardeinstellung zum Starten des Geräts ist Gang 1. Die Digitalanzeige ist 1. Die Anzeige 2 steht für Gang 2, die Anzeige 3 für Gang 3, die Anzeige 4 für Gang 4, die Anzeige 5 für Gang 5 und die Anzeige 12 für Gang 12.
- 3、 Im Standby-Modus ist die Kraft am geringsten. Im Energiesparmodus wird bei leichtem Druck automatisch in den Lastmodus gewechselt und die Kraft wird größer.
- 4、 Während des Ladevorgangs zeigt die Digitalanzeige umher die aktuelle Ladeleistung an, und die Ladeleistungsanzeige ist 99.

Über den Ladevorgang

Bitte achten Sie darauf, den Akku vollständig aufzuladen

Ladekopf vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

*Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, verwenden Sie während des Ladevorgangs keine Pistole.

*Um die Lebensdauer des Akkus zu schützen, verwenden Sie ihn bitte voll aufgeladen, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.

Warnung:

Die folgenden Verhaltensweisen können die Sicherheit des Akkus gefährden und zu Sicherheitsproblemen beim normalen Gebrauch des Produkts führen:

1. Selbstzerlegung des Akkus
2. Festes Drücken oder Durchstechen des Produkts
3. Gehen Sie zur Wartung in eine nicht-professionelle Werkstatt
4. Verwenden Sie Datenleitungen, die nicht dem Produktstandard entsprechen
5. Legen Sie das Produkt nicht in einen Mikrowellenherd, eine Feuerquelle oder in die Nähe anderer Wärmequellen.

Sicherheitshinweise

1. Das Produkt ist für den Betrieb in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und 35°C geeignet, und die Lagertemperatur sollte zwischen - 20°C und 40°C liegen. Hohe oder niedrige Temperaturen können die Verwendung des Produkts beeinträchtigen und sogar Schäden am Produkt und an der Batterie verursachen.
2. Bitte lagern Sie das Gerät bei Temperaturen über 5 °C und unter 35 °C, um eine Verschlechterung der Akkuleistung und eine Verkürzung der Standby-Zeit zu vermeiden.

ENTSORGUNG

-Entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons, Plastik und Plastiküten gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.


-Ende der Lebensdauer des Produkts entsorgen Sie es bitte bei einem autorisierten Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle.



FR-Mini Pistolet de massage

Art. No. : 67117

Tête de massage



-Tête plate

Convient à la relaxation et à la mise en forme de diverses parties musculaires

-Tête en forme de boule

Convient au massage de diverses parties musculaires, telles que la paume des mains et la plante des pieds.

-Tête cylindrique

Convient à l'impact sur les tissus profonds tels que les articulations médianes.

-Tête en forme de U

Convient au massage du cou et de la colonne vertébrale au niveau du tendon d'Achille.

Paramètres du produit

Tension d'entrée : 100-240V, 50/60HZ

Environnement de fonctionnement : -5-40°C, non étanche

Alimentation électrique : Batterie lithium rechargeable 1200 MAH

Puissance nominale : 20W

UTILISATION DU PRODUIT :

Marche/arrêt

Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer la machine et passer la première vitesse.

Régulation de la force

-La vitesse initiale de démarrage de la machine est la première vitesse.

-Cliquez une fois sur le bouton de démarrage pour augmenter la vitesse d'une vitesse.

-La vitesse maximale est de douze, et le fait de cliquer une fois sur le bouton de démarrage à douze éteint la machine.



Remarque : Afin de protéger les os et les groupes musculaires et d'éviter un massage à long terme des points fixes qui pourrait causer des dommages, il est conseillé d'activer le mode de protection intelligent pendant 15 minutes et de l'arrêter automatiquement.

Voyant lumineux, voyant lumineux

- 1、 Appuyez sur l'interrupteur pour afficher le nombre, qui représente la quantité d'électricité
- 2、 Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la machine. Le réglage par défaut pour le démarrage de la machine est Gear 1. L'affichage

numérique est 1. L'affichage 2 représente la vitesse 2, l'affichage 3 représente la vitesse 3, l'affichage 4 représente la vitesse 4, l'affichage 5 représente la vitesse 5 et l'affichage 12 représente la vitesse 12.

3、 En mode veille, la force devient la plus légère. En mode d'économie d'énergie, avec une légère pression, le mode de charge est automatiquement activé et la force devient plus importante.

4、 Pendant la charge, le chiffre de l'affichage numérique représente la puissance de charge actuelle, et l'affichage de la puissance de charge est de 99.

A propos de la charge

Veillez à charger complètement la batterie

de la batterie et de la tête de charge avant de l'utiliser pour la première fois.

*Pour garantir une utilisation sûre, n'utilisez pas de pistolet à air comprimé pendant la charge.

*Pour protéger la durée de vie de la batterie, veuillez l'utiliser complètement chargée si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Avertissement :

Les comportements suivants peuvent entraîner des risques potentiels pour la sécurité de la batterie, conduisant à des problèmes de sécurité lors de l'utilisation normale du produit :

1. Démonter automatiquement la batterie
2. Appuyer fermement sur le produit ou le percer
3. Se rendre dans un atelier d'entretien non professionnel pour l'entretien
4. Utiliser des lignes de données non conformes aux normes du produit
5. Placer le produit dans un four à micro-ondes, une source de feu ou à proximité d'autres sources de chaleur.

Informations relatives à la sécurité

1. Le produit est adapté pour travailler dans un environnement avec une température entre 0°C et 35°C, et la température de stockage devrait être entre - 20°C et 40°C. Des températures élevées ou basses peuvent affecter l'utilisation du produit et même endommager le produit et la batterie.
2. Veuillez stocker à des températures supérieures à 5 °C et inférieures à 35 °C pour éviter de dégrader les performances de la batterie et de réduire l'autonomie en veille.

ÉLIMINATION

-Éliminez tous les emballages, le papier, les cartons, le plastique et les sacs en plastique conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.



-À la fin de la durée de vie du produit, veuillez le déposer dans un centre de recyclage des déchets ménagers agréé



CZ-Mini masážní pistole

Art. Č.: 67117

Masážní hlavice



-Plochá hlava

Vhodná pro uvolnění a tvarování různých svalových partií

-Kulatá hlava

Vhodná k masáži různých svalových partií, například dlaní a chodidel

-Válcová hlava

Vhodná pro působení na hluboké tkáně, jako jsou meridiánové klouby

-Hlava ve tvaru písmene U

Vhodná k masáži krku a páteře v oblasti Achillovy šlachy

Parametry výrobku

Vstupní napětí: 100-240 V, 50/60 Hz

Provozní prostředí: -5-40 °C, nevodotěsné

Napájení: Dobře litiová baterie 1200 MAH

Jmenovitý výkon: 20 W

POUŽITÍ VÝROBKU:

zapnuto/vypnuto

-Stisknutím a podržením tlačítka start na 3 sekundy stroj spustíte a zařadíte první rychlostní stupeň.

Nastavení rychlosti

-Počáteční rychlostní stupeň pro spuštění stroje je první rychlostní stupeň.

-Jedním stisknutím tlačítka start zvýšíte rychlost o jeden rychlostní stupeň.

-Maximální rychlostní stupeň je dvanáct a jedním stisknutím tlačítka start na dvanáct se vypne.



Poznámka: Aby byly chráněny kosti a svalové skupiny a zabránilo se dlouhodobé masáži pevných bodů, která může způsobit poškození, doporučuje se zapnout inteligentní ochranný režim na 15 minut a automaticky jej zastavit.

Kontrolka, signální světlo

1、 Klepnutím na vypínač zapnete a vypnete, čímž se zobrazí číslo, které představuje množství elektrické energie.

2、 Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund stroj spustíte. Výchozím nastavením pro spuštění stroje je rychlostní stupeň 1. Na digitálním displeji se zobrazí

1. Displej 2 představuje rychlostní stupeň 2, displej 3 představuje rychlostní stupeň 3, displej 4 představuje rychlostní stupeň 4, displej 5 představuje rychlostní stupeň 5 a displej 12 představuje rychlostní stupeň 12.
3. V pohotovostním režimu se síla stává nejnižší. V režimu úspory energie se při mírném tlaku automaticky přepne do režimu zátěže a síla se zvětší.
4. Během nabíjení představuje digitální displej úroveň aktuální nabíjecí síly a zobrazená hodnota je 99.

O nabíjení

Ujistěte se, že je baterie plně nabitá

Nabíjecí hlavice před prvním použitím.

*Pro zajištění bezpečného používání nepoužívejte během nabíjení fasovací pistoli.

*Z důvodu ochrany životnosti baterie ji používejte plně nabitou, pokud ji delší dobu nepoužíváte.

Upozornění: V případě, že je baterie v provozu, je nutné ji používat pouze v případě, že je v provozu:

Následující chování může způsobit potenciální ohrožení bezpečnosti baterie, což vede k bezpečnostním problémům při běžném používání výrobku:

1. Samovolné rozbití baterie
2. Pevné stlačení nebo proražení výrobku
3. Za údržbou se vydejte do neprofesionálního servisu.
4. Používejte datové linky, které nejsou standardem výrobku
5. Umístěte výrobek do mikrovlnné trouby, zdroje ohně nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla.

Bezpečnostní informace

1. Výrobek je vhodný pro práci v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 35 °C a teplota skladování by měla být mezi - 20 °C a 40 °C. Vysoké nebo nízké teploty mohou ovlivnit používání výrobku a dokonce způsobit poškození výrobku a baterie.
2. Skladujte výrobek při teplotách nad 5 °C a pod 35 °C, aby nedošlo ke zhoršení výkonu baterie a zkrácení pohotovostní doby.

DISPOZICE

-Všechny obaly, papír, kartony, plasty a plastové sáčky zlikvidujte v souladu s místními předpisy o recyklaci.



-Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v autorizovaném recyklačním středisku pro domácí odpad.



SVK-Mini masážna pištoľ

Čl. Číslo: 67117

Masážna hlavica



-Plochá hlava

Vhodná na uvoľnenie a tvarovanie rôznych svalových partií

-Guľová hlava

Vhodná na masírovanie rôznych svalových partií ako sú dlane a chodidlá

-Valcová hlavica

Vhodná na pôsobenie na hlboké tkanivá ako sú meridiánové kĺby

-Hlava v tvare písmena U

Vhodná na masírovanie krku a chrbtice pri Achillovej šľache

Parametre produktu

Vstupné napätie: 100-240 V, 50/60 Hz

Prevádzkové prostredie: -5-40 °C, nevodotesné

Napájanie: Nabíjateľná lítiová batéria 1200 MAH

Menovitý výkon: 20 W

POUŽITIE VÝROBKU:

Zapnutie/vypnutie

-Stlačením a podržaním tlačidla štart na 3 sekundy spustíte zariadenie a zaradíte prvý rýchlostný stupeň.

Nastavenie sily

-Počiatočný prevodový stupeň pre spustenie stroja je prvý prevodový stupeň.

-Stlačením tlačidla štart raz zvýšite rýchlosť o jeden prevodový stupeň.

-Maximálny rýchlostný stupeň je dvanásť a jednorazovým stlačením tlačidla štart na dvanásť stupni sa vypne.

Poznámka: V záujme ochrany kostí a svalových skupín a zabránenia dlhodobej masáže pevných bodov, ktorá môže spôsobiť poškodenie, sa odporúča zapnúť režim inteligentnej ochrany na 15 minút a automaticky ho zastaviť.

Svetelný indikátor, svetelná signalizácia

1、 Ťuknutím na vypínač zapnete a vypnete, čím sa zobrazí číslo, ktoré predstavuje množstvo elektrickej energie.

2、 Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy spustíte zariadenie. Predvolené nastavenie na spustenie stroja je prevodový stupeň 1. Digitálny displej je 1. Displej 2



predstavuje prevodový stupeň 2, displej 3 predstavuje prevodový stupeň 3, displej 4 predstavuje prevodový stupeň 4, displej 5 predstavuje prevodový stupeň 5 a displej 12 predstavuje prevodový stupeň 12.

3、 V pohotovostnom režime sa sila stáva najľahšou. V režime úspory energie sa pri miernom tlaku automaticky prepne do režimu zaťaženia a sila sa zväčší.

4、 Počas nabíjania predstavuje digitálne číslo na displeji aktuálnu silu nabíjania a zobrazenie sily nabíjania je 99.

O nabíjaní

Uistite sa, že batéria je úplne nabitá nabíjacej hlavice pred jej prvým použitím.

*V záujme zaistenia bezpečného používania nepoužívajte počas nabíjania fasovaciu pištoľ

*V záujme ochrany životnosti batérie ju používajte plne nabitú, ak sa dlhší čas nepoužíva.

Upozornenie: Ak je akumulátor v prevádzke, je potrebné ho používať len v prípade, že je v prevádzke:

Nasledujúce správanie môže spôsobiť potenciálne ohrozenie bezpečnosti batérie, čo vedie k bezpečnostným problémom počas bežného používania výrobku:

1. Samovoľné rozoberanie batérie
2. Pevné stlačenie alebo prepichnutie výrobku
3. Na údržbu sa obráťte na neprofesionálnu servisnú dielňu
4. Používajte neštandardné dátové linky výrobku
5. Umiestnite výrobok do mikrovlnnej rúry, zdroja ohňa alebo do blízkosti iných zdrojov tepla.

Bezpečnostné informácie

1. Výrobok je vhodný na prácu v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 35 °C a teplota skladovania by mala byť medzi - 20 °C a 40 °C. Vysoké alebo nízke teploty môžu ovplyvniť používanie výrobku a dokonca spôsobiť poškodenie výrobku a batérie.
2. Výrobok skladujte pri teplotách nad 5 °C a pod 35 °C, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu batérie a skráteniu pohotovostného času.

DISPOZÍCIA

-Všetky obaly, papier, kartóny, plastové a plastové vrecká zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.

-Po skončení životnosti výrobku ho zlikvidujte v autorizovanom recyklačnom stredisku domáceho odpadu.



Distributed by / Verteilt durch / Distribu épar.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de

