


Product name: Snore Stopper

Item No: 692170

User Manuals



1. Open conductive film packaging included in your Sleep Connection box.
2. Attach the film to the black conductive rubber pads on the back of the Sleep Connection Anti-Snore Wristband.
3. Put the wristband on.
4. Test: Turn switch on and adjust to position 1 wait until the LED light turns green.
5. Confirm the LED light is operating correctly and slowly press the pressure test button three times.
Approximately 5 seconds later you'll feel a weak pulse.
6. Ready for Usage: Pulse sensitivity differs from person to person. Choose the intensity suitable for you.
 - a. (Note: Do not use this machine if indoor or background noise is greater than 45dB. There is no pulse if the noise greater than 45dB)
7. Automatic power-off after 8 hours of activation.

Warning:

Sleep Connection is not suitable for people with a pacemaker or another medical implant with electronic components.

Bedienungsanleitungen

1. Öffnen Sie die in der Sleep Connection-Verpackung enthaltene leitfähige Folie.
2. Befestigen Sie die Folie an den schwarzen leitfähigen Gummipads auf der Rückseite des Sleep Connection Anti-Schnarch-Armbands.
3. Legen Sie das Armband an.
4. Testen Sie es: Schalten Sie es ein und stellen Sie es auf Position 1. Warten Sie, bis die LED-Leuchte grün leuchtet.
5. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchte richtig funktioniert, und drücken Sie dreimal langsam auf den Drucktestknopf.
Nach ca. 5 Sekunden spüren Sie einen schwachen Impuls.
6. Das Gerät ist einsatzbereit: Die Empfindlichkeit des Pulses ist von Person zu Person unterschiedlich. Wählen Sie die für Sie geeignete Intensität.
 - a. (Hinweis: Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Innenraum- oder Hintergrundlärm mehr als 45 dB beträgt. Es gibt keinen Impuls, wenn der Lärm mehr als 45 dB beträgt)
7. Automatische Abschaltung nach 8 Stunden der Aktivierung.

Warnung:

Sleep Connection ist nicht geeignet für Menschen mit einem Schrittmacher oder einem anderen medizinischen Implantat mit elektronischen Komponenten.

Manuel de l'utilisateur

1. Ouvrez l'emballage de film conducteur inclus dans votre boîte de connexion de sommeil.
2. Attachez le film aux coussinets en caoutchouc conducteurs noirs à l'arrière du bracelet anti-ronflement Sleep Connection.
3. Mettez le bracelet sur.

4. Test: Tum allumer et ajuster à la position à 1 attendre jusqu'à ce que la lumière LED devienne verte.
5. Confirmez que la lumière LED fonctionne correctement et appuyez lentement sur le bouton d'essai de pression trois fois.
Environ 5 secondes plus tard, vous ressentirez un pouls faible.
6. Prêt à utiliser: La sensibilité à l'impulsion diffère d'une personne à l'autre. Choisissez l'intensité qui vous convient.
 - a. (Remarque: N'utilisez pas cette machine si le bruit intérieur ou de fond est supérieur à 45dB. Il n'y a pas d'impulsion si le bruit supérieur à 45dB)
7. arrêt automatique après 8 heures d'activation.

Avertissement :

Sleep Connection ne convient pas aux personnes ayant un stimulateur cardiaque ou un autre implant médical avec des composants électroniques.

Uživatelské příručky

1. Otevřete vodivý filmový obal zahrnutý v krabici Sleep Connection.
2. Připojte film k černým vodivým gumovým podložkám na zadní straně Sleep Connection Anti-Snore Wristband.
3. Nasad'te si náramek.
4. Test: Zapněte a nastavte polohu na 1 počkejte, dokud se LED světlo nezelení.
5. Potvrďte, že LED světlo funguje správně a pomalu stiskněte tlačítko tlakové zkoušky třikrát.
Asi o 5 sekund později budete cítit slabý puls.
6. Připravený k použití: Citlivost pulzu se liší od osoby k osobě. Vyberte si pro vás vhodnou intenzitu.
 - a. (Poznámka: Nepoužívejte tento stroj, pokud je vnitřní nebo pozadí hluk větší než 45dB. Neexistuje žádný puls, pokud hluk větší než 45 dB)
7. Automatické vypnutí po 8 hodinách aktivace.

Upozornění:

Sleep Connection není vhodný pro osoby s kardiostimulátorem nebo jiným lékařským implantátem s elektronickými komponenty.

Príručky používateľa

1. Otvorte vodivý filmový obal zahrnutý v krabici Sleep Connection.
2. Pripojte film k čiernym vodivým gumovým podložkám na zadnej strane Sleep Connection Anti-Snore Wristband.
3. Dajte si náramok.
4. Test: Tum zapnite a nastavte si polohu na 1 počkajte, kým sa LED svetlo nezelení.
5. Potvrďte, že LED svetlo funguje správně a pomaly stlačte tlačidlo na skúšku tlaku trikrát.
Približne o päť sekúnd neskôr budete cítiť slabý puls.
6. Pripravený na použitie: citlivosť pulzu sa líši od osoby k osobe. Vyberte si vhodnú intenzitu.
 - a. (Poznámka: Nepoužívajte tento stroj, ak je vnútorný alebo pozadový hluk väčší ako 45dB. Neexistuje žiadny impulz, ak hluk väčší ako 45 dB)
7. Automatické vypnutie po 8 hodinách aktivácie.

Upozornenie:

Sleep Connection nie je vhodný pre ľudí s kardiostimulátorom alebo iným lekársym implantátom s elektronickými komponentmi.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49 (0) 2404/980-204
Customer Services: kontakt@3pagen.de
Web Site: www.3pagen.de

