

Rechargeable EMS Foot Massager

Please read and retain these instructions for future reference

Art: 75006

Instructions for Use



Controller x 1pc
USB Cable x 1pc
Massage mat x 1pc

The massage mat is not to be used by anyone with the following health conditions:

Anyone fitted with a pace make or automatic implanted cardiac defibrillator(AICD)

Pregnant

Suffering with deep vein thrombosis(DVT)

Anyone suffering with high blood pressure or heart disease



Plun in the controller through USB charging cable (Included)
Connect the USB charging cable with AC/DC adaptor(Not included)
The LED indicator light on the controller will be on twinkling



Press the “ + ” button of the cortroller to intensity power levels and power on (15 Levels)

Press the “ - ” button of the cortroller to decrease power levels and power off

Press the “ M ” button of the controller to choose your modes (6 Modes)

Automatically turns off after 15 seconds (If you don't have your feet on the mat)

Rechargeable EMS Foot Massager

Please read and retain these instructions for future reference

Art: 75006

Instructions for Use

BATTERIES

- **ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES. DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.**
- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS RE-SECURED BY THE SCREW OR SECURING DEVICE.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- IF YOU THINK BATTERIES MIGHT HAVE BEEN SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.
- DO NOT MIX USED AND NEW BATTERIES.
- **NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.**
- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE BATTERIES BEFORE CLEANING.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SHARP UTENSILS TO CLEAN THIS APPLIANCE.
- WIPE SURFACES WITH A SOFT DRY CLOTH. DRY THOROUGHLY BEFORE FURTHER USE.
- STORE THE APPLIANCE IN A COOL, DRY PLACE.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.

Code & Symbol	 LDPE	 OTHER
Type of Plastic	Low Density Polyethylene	ABS / PU / POLYESTER

UK
CA

CE



CUSTOMER SERVICES:

Customers in GB (England, Scotland and Wales), please contact our customer services - UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300
Customers in Northern Ireland and Europe, please contact our customer services - D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de



Wiederaufladbares EMS-Fußmassagegerät

Article:75006

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

Anweisungen für den Gebrauch



Controller: 1 Stück
USB-Kabel: 1 Stück
Massagematte: 1 Stück

Dieses Produkt ist kontraindiziert für Personen mit folgenden Erkrankungen:
Personen mit einem Herzschrittmacher oder einem implantierten automatischen Kardioverter-Defibrillator (ICD/AICD)
Schwangere Frauen
Personen mit tiefer Venenthrombose (TVT)
Personen mit Bluthochdruck oder Herzerkrankungen



Schließen Sie den Controller mit dem USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) an.

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem AC/DC-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige am Controller und blinkt.



Drücken Sie die Taste „+“ am Controller, um die Intensitätsstufe zu erhöhen und das Gerät einzuschalten (15 Stufen).

Drücken Sie die Taste „-“ am Controller, um die Intensitätsstufe zu verringern und das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie die Taste „M“ am Controller, um den gewünschten Modus auszuwählen (6 Modi).

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät nach 15 Sekunden ohne Kontakt mit der Massagematte automatisch ab.

Wiederaufladbares EMS-Fußmassagegerät

Article:75006

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

Anweisungen für den Gebrauch

BATTERIEN

- Verwenden Sie ausschließlich Alkalibatterien. Verwenden Sie keine Lithiumbatterien.
- Setzen Sie die Batterien gemäß den Polaritätssymbolen ein. Setzen Sie die Batterien nicht falsch herum ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach mit der Schraube oder der Sicherungsvorrichtung ordnungsgemäß verschlossen ist.
- Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in einem Körperteil befinden, suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien.
- Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer.
- Verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt und recycelt werden.
- Beachten Sie die Sicherheits-, Verwendungs- und Entsorgungshinweise des Batterieherstellers.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus und entfernen Sie die Batterien.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände zur Reinigung dieses Geräts.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch. Vor der weiteren Verwendung vollständig trocknen lassen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

ENTSORGUNG / RECYCLING

- Coopers of Stortford verwendet, soweit möglich, recycelbare oder recycelte Verpackungsmaterialien.
- Bitte entsorgen Sie sämtliche Verpackungen, Papier und Kartons gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrem von der Gemeinde zugelassenen Recyclinghof für Haushaltsabfälle über die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Kunststoffe, Kunststoffbeutel – hergestellt aus den folgenden recycelbaren Kunststoffen (siehe Kennzeichnung).

Code & Symbol	 LDPE	 OTHER
Type of Plastic	Low Density Polyethylene	ABS / PU / POLYESTER

UK
CA

CE



CUSTOMER SERVICES:

Customers in GB (England, Scotland and Wales), please contact our customer services - UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300

Customers in Northern Ireland and Europe, please contact our customer services - D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de



Masseur de pieds EMS rechargeable Art: 75006

Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute



Contrôleur : 1 pièce
Câble USB : 1 pièce
Tapis de massage : 1 pièce

Le tapis de massage ne doit pas être utilisé par les personnes présentant les conditions de santé suivantes :

- Toute personne portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur cardiaque implantable automatique (DCI/AICD)
- Femmes enceintes
- Personnes souffrant de thrombose veineuse profonde (TVP)
- Personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de maladies cardiaques



Branchez le contrôleur à l'aide du câble de charge USB (inclus).
Connectez le câble de charge USB à un adaptateur AC/DC (non inclus).
Le voyant LED du contrôleur s'allume et clignote pendant la charge.



Appuyez sur le bouton « + » du contrôleur pour augmenter le niveau d'intensité et allumer l'appareil (15 niveaux).

Appuyez sur le bouton « - » du contrôleur pour diminuer le niveau d'intensité et éteindre l'appareil.

Appuyez sur le bouton « M » du contrôleur pour sélectionner le mode de massage (6 modes).

L'appareil s'éteint automatiquement après 15 secondes si vos pieds ne sont pas placés sur le tapis de massage.

Masseur de pieds EMS rechargeable Art: 75006

Mode d'emploi

Veillez lire et conserver ces instructions pour toute

PILES

- Utilisez toujours des piles alcalines. N'utilisez pas de piles au lithium.
- Installez les piles conformément aux symboles de polarité. N'insérez pas les piles à l'envers.
- Assurez-vous que le compartiment à piles est correctement refermé à l'aide de la vis ou du dispositif de fixation.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée.
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne jetez jamais les piles au feu.
- Les piles usagées ou périmées doivent être éliminées et recyclées conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Respectez les consignes de sécurité, d'utilisation et d'élimination fournies par le fabricant des piles.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Éteignez toujours l'appareil et retirez les piles avant le nettoyage.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'ustensiles tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon doux et sec. Séchez soigneusement avant toute nouvelle utilisation.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION / RECYCLAGE

- Coopers of Stortford utilise, dans la mesure du possible, des emballages recyclables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.
- Plastiques, sachets plastiques : fabriqués à partir de plastiques recyclables (voir marquage).

Code & Symbol	 LDPE	 OTHER
Type of Plastic	Low Density Polyethylene	ABS / PU / POLYESTER

UK
CA

C E



LES SERVICES À LA CLIENTÈLE :

Customers in GB (England, Scotland and Wales), please contact our customer services -
UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300
Customers in Northern Ireland and Europe, please contact our customer services -
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
52477 Alsdorf

+49 (0) 2404/980-204

 kontakt@3pagen.de

 www.3pagen.de



Dobíjecí EMS masážní přístroj na chodidla

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí

Article: 75006
Návod k použití



Ovladač × 1 ks
USB kabel × 1 ks
Masážní podložka × 1 ks

Masážní podložka nesmí být používána osobami s následujícími zdravotními potížemi:
Osoby s kardiostimulátorem nebo implantovaným automatickým kardioverterem-defibrilátorem (ICD/AICD)
Těhotné ženy
Osoby trpící hlubokou žilní trombózou (HŽT)
Osoby s vysokým krevním tlakem nebo srdečním onemocněním



Připojte ovladač pomocí USB nabíjecího kabelu (je součástí balení).
Připojte USB nabíjecí kabel k AC/DC adaptéru (není součástí balení).
Během nabíjení svítí a bliká LED kontrolka na ovladači.



Stiskněte tlačítko „+“ na ovladači pro zvýšení úrovně intenzity a zapnutí přístroje (15 úrovní).

Stiskněte tlačítko „-“ na ovladači pro snížení úrovně intenzity a vypnutí přístroje.

Stiskněte tlačítko „M“ na ovladači pro výběr režimu (6 režimů).

Přístroj se automaticky vypne po 15 sekundách, pokud nejsou chodidla umístěna na masážní podložce.

Dobíjecí EMS masážní přístroj na hodidla

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí

Article: 75006
Návod k použití

BATERIE

- Vždy používejte alkalické baterie. Nepoužívejte lithiové baterie.
- Vkládejte baterie v souladu se symboly polarity. Nevkládejte baterie opačně.
- Ujistěte se, že přihrádka na baterie je řádně zajištěna šroubem nebo zajišťovacím mechanismem.
- Nezkratujte kontakty baterií.
- Při delší nečinnosti baterie vyjměte.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pokud se domníváte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nemíchejte použité a nové baterie.
- Nikdy nevyhazujte baterie do ohně.
- Použité nebo prošlé baterie musí být zlikvidovány a recyklovány v souladu s místními předpisy.
- Dodržujte bezpečnostní, provozní a likvidační pokyny výrobce baterií.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy vypněte přístroj a vyjměte baterie.
- Neponořujte do vody.
- K čištění tohoto přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Otřete povrchy měkkým suchým hadříkem. Před dalším použitím důkladně osušte.
- Skladujte přístroj na chladném a suchém místě..

LIKVIDACE / RECYKLACE

- Společnost Coopers of Stortford používá, pokud je to možné, recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obalové materiály, papír a kartony likvidujte v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Na konci životnosti výrobku se informujte u místního autorizovaného sběrného dvora komunálního odpadu o správném způsobu likvidace.
- Plasty, plastové sáčky – vyrobeno z následujících recyklovatelných plastů (viz označení).

Code & Symbol	 LDPE	 OTHER
Type of Plastic	Low Density Polyethylene	ABS / PU / POLYESTER

UK
CA

CE



CUSTOMER SERVICES:

Customers in GB (England, Scotland and Wales), please contact our customer services -
UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300
Customers in Northern Ireland and Europe, please contact our customer services -
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de



Nabíjateľný EMS masážny prístroj na chodidlá

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí

Article: 75006

Návod na použitie



Ovládač × 1 ks
USB kábel × 1 ks
Masážna podložka × 1 ks

Masážna podložka nesmie byť používaná osobami s nasledujúcimi zdravotnými problémami:

Osoby s kardiostimulátorom alebo implantovaným automatickým kardioverterom-defibrilátorom (ICD/AICD)

Tehotné ženy

Osoby trpiace hlbokou žilovou trombózou (HŽT)

Osoby s vysokým krvným tlakom alebo ochorením srdca



Pripojte ovládač pomocou USB nabíjacieho kábla (je súčasťou balenia).

Pripojte USB nabíjací kábel k AC/DC adaptéru (nie je súčasťou balenia).

Počas nabíjania svieti a bliká LED kontrolka na ovládači.



Stlačte tlačidlo „+“ na ovládači na zvýšenie úrovne intenzity a zapnutie prístroja (15 úrovní).

Stlačte tlačidlo „-“ na ovládači na zníženie úrovne intenzity a vypnutie prístroja.

Stlačte tlačidlo „M“ na ovládači na výber režimu (6 režimov).

Prístroj sa automaticky vypne po 15 sekundách, ak nemáte chodidlá položené na masážnej podložke.

Nabíjateľný EMS masážny prístroj na chodidlá

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí

Article: 75006

Návod na použitie

BATÉRIE

- Vždy používajte alkalické batérie. Nepoužívajte lítiové batérie.
- Vkladajte batérie podľa symbolov polarity. Nevkladajte batérie opačne.
- Uistite sa, že priehradka na batérie je riadne zabezpečená skrutkou alebo zabezpečovacím mechanizmom.
- Neskratujte kontakty batérií.
- Pri dlhšom nepoužívaní batérie vyberte.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Ak máte podozrenie, že batérie boli prehltnuté alebo vložené do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nemiešajte použité a nové batérie.
- Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa.
- Použité alebo expirované batérie musia byť zlikvidované a recyklované v súlade s miestnymi predpismi.
- Dodržiavajte bezpečnostné, používateľské a likvidačné pokyny výrobcu batérií.

POKYNY NA ÚDRŽBU A ČISTENIE

- Pred čistením vždy vypnite prístroj a vyberte batérie.
- Neponárajte do vody. Na čistenie tohto prístroja nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani ostré predmety.
- Povrchy utrite mäkkou suchou handričkou. Pred ďalším použitím dôkladne vysušte.
- Skladujte prístroj na chladnom a suchom mieste.

LIKVIDÁCIA / RECYKLÁCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa, pokiaľ je to možné, recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obalové materiály, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Na konci životnosti výrobku sa informujte v miestnom autorizovanom zbernom dvore komunálneho odpadu o správnom spôsobe likvidácie.
- Plasty, plastové vrecká – vyrobené z nasledujúcich recyklovateľných plastov (pozri označenie).

Code & Symbol	 LDPE	 OTHER
Type of Plastic	Low Density Polyethylene	ABS / PU / POLYESTER

UK
CA

CE



CUSTOMER SERVICES:

Customers in GB (England, Scotland and Wales), please contact our customer services -
UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300
Customers in Northern Ireland and Europe, please contact our customer services -
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
52477 Alsdorf

+49 (0) 2404/980-204

 kontakt@3pagen.de

 www.3pagen.de

